

¿En qué condiciones se encuentran tus vaporizadores de anestesia?

Todo departamento de Ingeniería Biomédica debe efectuar revisiones periódicas a los vaporizadores a fin de validar el correcto desempeño y vigencia de los equipos.

CHECKLIST DE ESTATUS DE VAPORIZADORES DE ANESTESIA

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fecha de calibración mayor a 12 meses. | <input type="checkbox"/> Reportes del anestesiólogo por dificultad de inducir y/o mantener al paciente en plano anestésico. |
| <input type="checkbox"/> Coloración amarillenta visible en la mirilla de nivel del anestésico. | <input type="checkbox"/> Olor excesivo de agente anestésico en quirófano. |
| <input type="checkbox"/> Daño físico y/o deterioro de piezas o componentes. | <input type="checkbox"/> Equipo fuera de tolerancias y especificaciones del fabricante. |
| <input type="checkbox"/> Problemas para activar o girar el dial. | <input type="checkbox"/> Consumo elevado de agente anestésico. |
| <input type="checkbox"/> Contaminación interna por fluidos desconocidos. | <input type="checkbox"/> Sistemas y códigos de seguridad incompatibles. |

Si durante la revisión marcaste alguna de las casillas, tu equipo requiere servicio profesional acreditado.



En GAS LATAM nos especializamos en todo tipo y marcas de vaporizadores de anestesia podemos brindar los servicios de mantenimiento, calibración y certificación de tus equipos.

¡Contáctanos, con gusto te atenderemos!